

得意先 各位

株式会社 今仙技術研究所  
営業部 営業二課

## 平成21年度 完成用部品新規指定製品のご案内

拝啓

貴社ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素は、LAPOC製品に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社では、ご好評を頂いております、

○ M0781 多リンク式安全膝 SwanS

○ M1055 プラグつき正座用足継手

以上2点の新製品が「平成21年度障害者自立支援法 厚生労働省告示第147号 補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準 付)完成用部品等の指定基準」によって完成用部品として指定を受けましたのでご案内申し上げます。

敬具

補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

LAPOC

名称	型式	型番	指定価格	備考	製品外観
膝継手	C 多軸膝 1 遊動式 油圧	M0781	¥254,100	多リンク式安全膝 SwanS 材 質：アルミ 重 量：668g 体重制限：75kg	
	<p>型式が【油圧】に分類されていますが、正しくは【スプリングその他】です。 M0781 SwanSは、ロック膝を使用している方でも安心して歩行できるように、好評発売中のM0780 Swan75よりもさらに安定性の高い位置に膝継手瞬間回転中心を設定した、<b>バウンスング膝継手</b>です。 SwanSは強めの伸展補助ばねを備えているため、適応となる低活動の方や義足使用開始直後の方では基本的には遊脚相で屈曲は起こりません。<b>そのため、ロック解除の必要のないロック膝のように使用することができます。</b>歩行訓練を行うにしたがって遊脚相で屈曲させながら歩行ができるようになります。遊脚相制御装置に油圧シリンダを備えたM0780 Swan75をご使用されることをお勧めします。 <b>バウンスング機構を備えたロック膝</b>という、新感覚をぜひお試しください。</p>				
足継手	B 遊動式 1 単軸足用 ピラミッド (オ)	M1055	¥101,500	プラグつき正座用足継手 材 質：アルミ 重 量：347g 体重制限：70kg	
	<p>正座用足継手をモデルチェンジいたしました。モデルチェンジにともない、旧製品M1050 正座用足継手は昨年度より廃番となっております。</p>				