

お得意先 各位

株式会社 今仙技術研究所
営業二課

2019年度 完成用部品新規指定製品・価格変更製品・販売中止製品のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素はLAPOC製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、弊社新製品が完成用部品として指定を受けましたのでご案内申し上げます。

敬具

補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

新製品

LAPOC

区分	名称	型式	指定価格	部品番号	部品名	備考	製品外観
骨格構造 義足用部品	義足調整用部品 コネクタ	ダブルアダプタ (メス・メス)	31,200	M0541-32 35 40 45	ダブルジャック 32 / 35 / 40 / 45mm (チタン)	従来のM0540 ダブルジャック (アルミ) のサイズ展開はそのまま材質をチタン製とすることで、強度と体重上限アップ。 サイズ展開 (mm) 32 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60	
骨格構造 義足用部品	義足調整用部品 コネクタ	ダブルアダプタ (メス・メス)	32,600	M0541-50 55 60	ダブルジャック 50 / 55 / 60mm (チタン)	サイズ展開 (mm) 32 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 体重上限 125kg	
骨格構造 義足用部品	膝継手	C 多軸膝 1 遊動式 油圧	377,500	M0782	Swan+LK (油圧 ロックつきバウンシング膝)	従来のM0780 Swanにロック切替機構を付加した多軸油圧膝継手。 体重上限 75kg	
骨格構造 義足用部品	膝継手	C 多軸膝 1 遊動式 油圧	392,500	M0787	Swan100+LK (油圧 ロックつきバウンシング膝)	従来のM0786 Swan100にロック切替機構を付加した多軸油圧膝継手。 体重上限 125kg	
殻構造 義用手部品	手先具	E 作業用手先具	112,500	PH0200	プエルハンドアーモ	小児用 学童の体育授業等に使用できる鉄棒用手先具。 日本国内の鉄棒 (φ28) に対応しやすく、抜けにくい形状。	
殻構造 義用手部品	手先具	E 作業用手先具	80,400	PH0210	プエルハンドタムタム	小児用 学童の体育授業等に使用できるマット運動、跳び箱用手先具。 任意方向からの荷重をバランスよく受け止める形状。	

【価格変更製品】

区分	名称	型式	指定価格	部品番号	部品名	備考
骨格構造 義足用部品	股継手	A カナダ式	174,200	M0110	ヒップジョイント	価格変更 (旧価格 167,600)
骨格構造 義足用部品	義足調整用部品	ターンテーブル ターンテーブル	71,100	M0680	ロテータ	価格変更 (旧価格 66,000)
骨格構造 義足用部品	外装用部品 フォームカバー	A 股・大腿用	20,900	M1201	フォームカバー (大腿義足用・角形)	価格変更 (旧価格 19,900)
骨格構造 義足用部品	外装用部品 フォームカバー	A 股・大腿用	20,900	M1202	フォームカバー (大腿用、股離断用・角形)	価格変更 (旧価格 19,900)
骨格構造 義足用部品	外装用部品 フォームカバー	A 股・大腿用	20,900	M1207	フォームカバー (空圧膝用・角型)	価格変更 (旧価格 19,900)
殻構造 義足用部品	足部	D SACH足部	99,100	X1170	J-Foot Exo	価格変更 (旧価格 97,200)
殻構造 義足用部品	その他 その他の部品	B SACH用 アングルブロック	21,300	X1370	脱着装置つきアングルブロック	価格変更 (旧価格 19,000)

【販売中止予定製品】

※2020年3月販売中止予定。

期間内であっても在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご了承ください。

区分	名称	型式	指定価格	部品番号	部品名	備考
骨格構造 義足用部品	外装用部品 フォームカバー	A 股・大腿用	22,700	M1203-L	フォームカバー (大腿用、股離断用)	販売中止 ただし2019年度まで修理対応可能
骨格構造 義足用部品	外装用部品 フォームカバー	A 股・大腿用	22,700	M1203-R	フォームカバー (大腿用、股離断用)	販売中止 ただし2019年度まで修理対応可能
骨格構造 義足用部品	外装用部品 フォームカバー	B 下腿用	8,900	M1211	フォームカバー (下腿用・丸型)	販売中止 ただし2019年度まで修理対応可能



株式会社 今仙技術研究所

〒509-0109 岐阜県各務原市テクノプラザ3丁目1番8号

電話：058-379-2713 FAX：058-379-2712

営業担当：中山・稲本・鈴木

LAPOC Facebookページ <https://www.facebook.com/LAPOC1972/>



QRコードはこちら

