

M4Pro

[EMC-MR4P型]



本体価格

¥1,080,000- (非課税)

TAIS : 00075-000056

M4Pro

標準装備

操作ボックス
左右選択可能

操作ボックス
スイングアーム

アームサポート
跳ね上げ式

レッグサポート角度範囲
選択可能

バックサポート
手動格納

フットサポート
手動跳ね上げ

有料オプション

ヘッドサポート
¥29,500-
TAIS: 00075-000057

前輪特殊ホイール

リフレクタ搭載

フェンダー搭載

安心安全のため



アプリ/スマートキー搭載

ワイヤレスでアプリ/スマートキーを使って
鍵をかける機能があり、お出かけ時も安心。
※介護保険レンタルでアプリのご利用はいただけません



M4P



M4Pro



坂道の

自動角度調整機能


坂道を自動検知し、リアルタイムにシート角度を調整するため、安全でより快適な移動が実現



状況に合わせて

手動リクライニング 電動ティルト/リフト可能

手動リクライニング機能と電動ティルト/リフト機能で生活の幅が広がり、日常がより前向きに



身体に合わせた


豊富な調整機構

- バックサポート高さ & 幅
- シート幅
- アームサポート高さ & 前後
- 操作ボックス高さ & 前後
- フットサポートとシート間距離



◇外観寸法

単位(mm)



◇緒元

仕様	型式	EMC-MR4P			
寸法 (mm)		全長×全幅×全高（昇降機能あり）		1,045×590×1,110(標準時)	
		全長×全幅×全高（折りたたみ時）		1,065×590×960	
		シートからアームサポート(5段階調整)		190/205/220/235/250	
重量 (kg)		本体		64.8	
		バッテリー含む		68	
車輪径 (mm)		前輪（特殊ホイール）		10インチ	
		後輪（ノーパンクタイヤ）		10インチ	
フレーム構造及び寸法（mm）		シート幅		390/410/430/450/470/490/510/530/550(フレーム)	
		シート奥行		430(フレーム)	
		バックサポート幅		345/405/465	
		バックサポート高さ		450/480/510/540/570	
		フットサポートとシート間距離		385/410/435/460	
リクライニング角度(手動)		98° ～130°			
ティルト角度		－5° ～15°			
サスペンション		前後輪 4ヵ所			
駆動方式		前輪特殊ホイール、後輪直接駆動方式			
制動方式		モータ発電及び電磁ブレーキによる制動方式			
制御方式		ジョイスティックコントローラによる全方向電子制御式			
バッテリー		リチウムイオン電池 DC25.2V 23.8Ah			
充電器（充電時間）		電子タイマー付き自動充電方式（6時間）			
速度（km/h）		Sモード		Nモード	
	ギア	前進時	後進時	前進時	後進時
	1	1	0.3	1	0.3
	2	1.9	0.6	1.4	0.5
	3	3.3	1.1	1.9	0.6
	4	4.7	1.6	2.8	0.9
	5	5.9	2	3.8	1.3
連続走行距離（km）		27			
実用登坂角度（度）		10			
段差乗越高さ：前進時（mm）		50			
溝乗越幅（mm）		150			
最小回転半径（mm）		測定条件：フットサポートの最も外側の軌跡 820			
使用者最大体重（kg）※積載		100以下			

IMASEN 株式会社 今仙技術研究所
ENGINEERING CORPORATION

〒509-0109 岐阜県各務原市テクノプラザ3丁目1番8号

TEL(058)379-2756 FAX(058)379-2754

ホームページ <https://www.imasengiken.co.jp>

Eメールアドレス star@imasengiken.co.jp



お問い合わせ

2026.09