

イマセン LGS 標準価格

2024年6月改定

型 式	価 格	備 考
LGS-TR1	1,456,000	標準形 中速用 電動ティルト・リクライニング機構 中輪駆動・前後輪キャスト方式 6.0km/h車

材料費高騰の折は、別途打ち合わせさせていただきます。

オプション価格表

品番	品 名
1A	小ノブ
1B	Uノブ
1C	十字ノブ
1D	球ノブ
1E	ペンノブ
1F	チンノブ
1G	太長ノブ
1H	こけしノブ
1I	T字ノブ
1J	極小ノブ
2A	シートベルト
2B	ロック付きベルト
3A	テーブル (小)
3C	テーブル (R付き)
3D	テーブル (透明R付き)
4A	テーブルホルダー
4C-2	テーブルホルダー
7G-2	フットエレベーション
10D	チンコントロールアーム
10E	チンコントロールアーム
11A	スイングアーム
11D	スイングアーム
11G	スイングアーム
11H	クワッドリンク
14A	アングルストラップ
15A	ヒールループ

品番	品 名
20G	キー付き操作制御ボックス
23A	ポディーカバー
24A	バックミラー
26A	スイッチエクステンション
36F	多様入力コントローラ(非常停止スイッチ付き)
37A	多様入力コントローラ用4方向スイッチ
37B	多様入力コントローラ用4方向スイッチボード
38A	多様入力コントローラ用8方向スイッチ
38B	多様入力コントローラ用8方向スイッチボード
39A	多様入力コントローラ用小型ジョイスティックボックス
39D	多様入力コントローラ用足・強化レバー用ボックス
39F	多様入力コントローラ用簡易1入力「SOID」
41D	パンクレスタイヤ
43C	スイングアウトフット
45A	ベルト付きレッグサポート(左右一体式)
45B	ベルト付きレッグサポート(左右分割式)
58B	ヘッドライト
59A	アジャスタブルホース
60F	チン用操作ボックス
66A	エクステンダーム
72A	座クッション
73A	外転防止パッド
74A	液晶モニタ&セレクト

	品 番: 1A 名 称: 小ノブ 外形寸法: $\phi 20$ h35 対応機種: TR1 定価: 7,500
 ※レバー操作力弱100gには、使用できません。	品 番: 1B 名 称: Uノブ 外形寸法: w80 h35 d30 対応機種: TR1 定価: 10,500
 ※レバー操作力弱100gには、使用できません。	品 番: 1C 名 称: 十字ノブ 外形寸法: w80 h90 対応機種: TR1 定価: 10,500
 ※レバー操作力弱100gには、使用できません。	品 番: 1D 名 称: 球ノブ 外形寸法: $\phi 35$ h67 対応機種: TR1 定価: 7,500
	品 番: 1E 名 称: ペンノブ 外形寸法: $\phi 14$ h67 対応機種: TR1 定価: 10,500

 ※レバー操作力弱100gには、使用できません。	品 番: 1F 名 称: チンノブ 外形寸法: $\phi 15$ h55 対応機種: TR1 定価: 7,500
 ※レバー操作力弱100gには、使用できません。	品 番: 1G 名 称: 太長ノブ 外形寸法: $\phi 26$ h90 対応機種: TR1 定価: 10,500
 ※レバー操作力弱100gには、使用できません。	品 番: 1H 名 称: こけしノブ 外形寸法: $\phi 28$ h57 対応機種: TR1 定価: 7,500
 ※レバー操作力弱100gには、使用できません。	品 番: 1I 名 称: T字ノブ 外形寸法: w80 h60 対応機種: TR1 定価: 10,500
	品 番: 1J 名 称: 極小ノブ 外形寸法: $\phi 14$ h27 対応機種: TR1 定価: 7,500

※表示価格に消費税は含まれておりません。

	品 番: 2A 名 称: シートベルト 外形寸法: w70 L1500 対応機種: TR1 定価: 4,350
	品 番: 2B 名 称: ロック付きベルト 外形寸法: w50 対応機種: TR1 定価: 4,950
 電動車いす本体、テーブルホルダを除く	品 番: 3A 名 称: テーブル(小) 外形寸法: 300 × 450 対応機種: TR1 定価: 11,800
 電動車いす本体、テーブルホルダを除く	品 番: 3C 名 称: テーブル(R付き) 外形寸法: 370 × 560 対応機種: TR1 右左をご指定下さい。 定価: 16,800
 電動車いす本体、テーブルホルダを除く	品 番: 3D 名 称: テーブル (透明R付き) 材質: 塩化ビニール 外形寸法: 370 × 560 対応機種: TR1 定価: 29,800


 テーブルホルダーを取付ける際に高さを調整する必要があります。	※完成用部品指定製品 品 番: 4A 名 称: テーブルホルダー 対応機種: TR1 定価: 15,500
 電動車いす本体、テーブルを除く 高さをストッパーで固定できるので再度高さを調整する必要がありません ※写真は左用です。	※完成用部品指定製品 品 番: 4C-2 名 称: テーブルホルダ 外形寸法: 対応機種: TR1 ※アームレストパイプに取付けるためリクライニングの動作をするとテーブルも移動します。 ※取付位置(左右)をご指定ください。 定価: 27,200
 電動車いす本体を除く	※完成用部品指定製品 品 番: 7G-2 名 称: フットエレベーション (左右1組) 対応機種: TR1 可動範囲: 座面と平行 定価: 52,200
 操作ボックスを除く	品 番: 10D 名 称: チンコントロール アーム 対応機種: TR1 定価: 23,100
 操作ボックスを除く	品 番: 10E 名 称: チンコントロール アーム 対応機種: TR1 定価: 27,500

※表示価格に消費税は含まれておりません。

	品 番: 29A 名 称: フットクッション (左右1組) 対応機種: TR1 シート色 : ナイロン黒(I-15) 定価: 12,100
	品 番: 36F 名 称: 多様入力コントローラ (非常停止スイッチ付き) 対応機種: TR1 定価: 56,500
 写真は製作例です。	品 番: 37A 名 称: 多様入力コントローラ用 4方向スイッチ 対応機種: TR1 取付には多様入力コントローラが必要です。 定価: 31,900
 写真は製作例です。	品 番: 37B 名 称: 多様入力コントローラ用 4方向スイッチボード 対応機種: TR1 取付には多様入力コントローラが必要です。 定価: 31,900
 写真は製作例です。	品 番: 38A 名 称: 多様入力コントローラ用 8方向スイッチ 対応機種: TR1 取付には多様入力コントローラが必要です。 定価: 53,300

 写真は製作例です。	品 番: 38B 名 称: 多様入力コントローラ用 8方向スイッチボード 対応機種: TR1 取付には多様入力コントローラが必要です。 定価: 53,300
	品 番: 39A 名 称: 多様入力コントローラ用 小型ジョイスティックボックス 対応機種: TR1 取付には多様入力コントローラが必要です。 定価: 42,600
	品 番: 39D 名 称: 多様入力コントローラ用 足・強化レバー用ボックス 対応機種: TR1 取付には多様入力コントローラが必要です。 定価: 42,600
	品 番: 39F 名 称: 多様入力コントローラ用 簡易1入力「SOID」 対応機種: TR1 取付には多様入力コントローラが必要です。 定価: 102,200
	品 番: 41D 名 称: パンクレストイヤ 12×2.00-8(ホイール付き) 対応機種: TR1 定価: 16,050

※表示価格に消費税は含まれておりません。

	品 番: 43C 名 称: スイングアウトフット (左右1組) 対応機種: TR1 シート色をご指定ください。 定 価: 44,000
	品 番: 45A 名 称: ベルト付きレッグサポート (左右一体式) 対応機種: TR1 シート色をご指定ください。 定 価: 11,000
	品 番: 45B 名 称: ベルト付きレッグサポート (左右分割式) 対応機種: TR1 シート色をご指定ください。 定 価: 11,000
	品 番: 58B 名 称: ヘッドライト (LED) 対応機種: TR1 定 価: 11,000
	品 番: 59A 名 称: アジャスタブルホース L450mm 対応機種: TR1 定 価: 11,000

	品 番: 60F 名 称: チン用操作ボックス 対応機種: TR1 定 価: 49,500								
	品 番: 66A 名 称: エクステンダーアーム 対応機種: TR1 液晶モニター・簡易1入力「SOID」専用 定 価: 13,200								
	品 番: 72A 名 称: 座クッション 外形寸法: 幅400mm 奥行420mm 厚さ40mm 材 質: ソフトウレタン10mm チップウレタン30mm 対応機種: TR1 定 価: 14,500								
	品 番: 73A 名 称: 外転防止パッド 対応機種: TR1 ※サイドパット固定位置の 高さ制限有。 詳細については、 お問い合わせください。 定 価: 28,000								
	品 番: 74A 名 称: 液晶モニター& セレクタ 対応機種: TR1 ※補装具修理基準価格 <table border="1"> <tr> <td>液晶モニター</td> <td>55,400</td> </tr> <tr> <td>セレクタ</td> <td>93,800</td> </tr> <tr> <td>ハーネス及びリレー</td> <td>9,550</td> </tr> <tr> <td>コントローラー部品</td> <td>10,100</td> </tr> </table> 定 価: 168,850	液晶モニター	55,400	セレクタ	93,800	ハーネス及びリレー	9,550	コントローラー部品	10,100
液晶モニター	55,400								
セレクタ	93,800								
ハーネス及びリレー	9,550								
コントローラー部品	10,100								

※表示価格に消費税は含まれておりません。