

完成用
部品

J-Foot の歩きやすさはそのままに
快適な反発力を両立し、
幅広いユーザーに適応します。



J-Foot Wave

LAPOC

M1190 J-Foot Wave (ジェイフット ウェーブ)

スムーズで快適な歩行を提供します。



『なめらかさ』としっかりとした『踏みごたえ』を
バランスよく生み出すカーボンキール



機能と装飾性を兼ね備えた専用フットシェル

▶ **歩きやすさと安定感を両立**

専用フットシェルは柔軟性に富み、室内歩行にも適したクッション性があります。また J-Foot と同様に足底がフラットで安定感があります。

▶ **カーボンキールの脱着が簡単**

専用フットシェルは柔軟性に富み、工具がなくても脱着可能です。

▶ **加水分解に強いエーテル系ポリウレタンを採用**



専用フットシェルとスプリットトゥ カーボンキールの
組み合わせで幅広いユーザーに対応

▶ **不整地・坂道も楽に歩ける**

屋内外の様々な環境で快適に歩けます。



足部の内外反の動作も可能です。

※コネクションプレート未装着時



専用コネクションプレート、
ソックスつき



指股つき



ヒールバンパ
(硬さ調節可能)

【24cm の場合】 参考組付高さ：100mm (踵の高さ 10mm)
参考重量 : 534g



株式会社今仙技術研究所

〒509-0109 岐阜県各務原市テクノプラザ3丁目1番8号

TEL : 058-379-2713 FAX : 058-379-2712

www.imasengiken.co.jp



●本カタログの内容は2025年6月現在のものです。
●予告なく製品の仕様が変更になる場合がございます。
●カタログの写真と実際の製品では、色などに違いがある場合がございますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先