

PVA バッグ



1 パック 20 枚入り (18 インチ・20 インチは 10 枚入り)
厚み 0.076mm

- PVA 専門製造メーカーによる安定した品質
- 溶着面が細く、目立ちにくい
- 溶着面が強く、裂けにくい
- 引っ張りに強く、破れにくい

製品番号	商品名	寸法(cm)	枚数	義肢製作所価格	ご利用の目安
PVA-4	PVAバッグ 4インチ	102×10×5	20枚	¥4,300	義手
PVA-6	PVAバッグ 6インチ	102×15×5	20枚	¥4,750	下腿義足
PVA-8	PVAバッグ 8インチ	102×20×5	20枚	¥5,150	
PVA-10	PVAバッグ 10インチ	102×25×5	20枚	¥5,600	大腿義足
PVA-12	PVAバッグ 12インチ	102×30×5	20枚	¥6,450	
PVA-14	PVAバッグ 14インチ	102×35×5	20枚	¥8,500	
PVA-16	PVAバッグ 16インチ	102×40×5	20枚	¥9,500	股義足
PVA-18	PVAバッグ 18インチ	102×45×5	10枚	¥7,600	
PVA-20	PVAバッグ 20インチ	102×50×5	10枚	¥8,500	

※寸法: 長さ × 長辺 × 短辺

接着剤



- 硬化時間が 60 秒と早く、次の作業へスムーズに進める
- ソケットへのアダプタの仮止め、ソケット補修が可能
- 強度が高く、穴あけやネジ加工・削り加工が可能
- 液だれせず、狙ったところに接着が可能
- 無臭で VOC(揮発性有機化合物) を含まない

50ml タイプ



ミキシングノズル




接着剤



ディスペンシングガン

製品番号	商品名	備考	義肢製作所価格
60SS	60秒速硬性接着剤 / 50ml	黄褐色	¥4,300
C1SS	合成接着剤 / 50ml	黒色	¥4,300
169506	50ml用 ミキシングノズル	6個入り	¥950
G50	50ml用 ディスペンシング・ガン	-	¥6,300

220ml タイプ



ミキシングノズル



接着剤



ディスペンシングガン

製品番号	商品名	備考	義肢製作所価格
60SL	60秒速硬性接着剤 / 220ml	黄褐色	¥8,400
C1SL	合成接着剤 / 220ml	黒色	¥8,400
127216	220ml用 ミキシングノズル	6個入り	¥1,260
G220	220ml用 ディスペンシング・ガン	-	¥7,700